

The Brands GWB represents



GWB - Solution provider

Solutions for industry

- Solutions for a variety of segments
 - Chemistry
 - Pharmaceutical and diagnostics
 - Metal and mining
 - Biotechnology
 - Food and beverage
 - Forest
 - Service laboratories
 - R&D institutions

Universities and schools

Retsch[®]

MILLING SIEVING ASSISTING

RETSCH GmbH, Germany

hereby certifies that

OY G.W.Berg & Co. Ab
Mäkiväntie 7
01510 Vantaa
Finland

is our exclusive distributor for RETSCH
products in Finland.

Haan, January 2023



Dr. Jürgen Pankratz
Managing Director



part of **VERDER**
scientific

GWB



Milling task

- Coffee beans: you get more tasteful coffee if you grind the beans
- The role of the lab is super important
- The finest (or the most expensive) instrument does not provide accurate results IF the sample preparation procedures are not ok



Milling tasks

- Grinding
- Homogenization
- Sample dividing




Milling task

- Representative samples -
Reproducible result




Milling task

- The result of sample preparation must be the same - each time!




Milling task

ELTRA[®] CS -r (Measurements of 7 individual samples)
ELEMENTAL ANALYZERS




Milling task

- The sample fineness depends on the following analysis or analytical methods
- Grind the sample only as fine as needed




Sample size - the fineness

- Particle size decreases and also the particle size distribution changes




Milling task

- The material properties being analyzes should not change
 - Cross contamination
 - Temperature increases
 - Abrasion



The art of milling


- There is no general formula to find the perfect solution for a certain milling problem
- Many ways for a successful milling result



What is the correct sample size?





The art of milling




Grinding principles

Hard sample material



Soft sample material




Grinding principles - videos

Pressure



Cutting




Friction




Shearing



Impact



The art of milling



Mills

> 35 mills



Jaw Crushers



Rotor Mills



Cutting Mills



Knife Mills



Mortar Grinder




Vibratory Disc Mills



Ball Mills

Hard and brittle material Jaw crusher



Hard and brittle material Hammer mill




Hard and brittle material Cross beater mill




Hard and brittle material - fine

Planetary ball mill



Hard and brittle material - fine Vibratory disc mill




Soft, elastic, fibrous samples - pre crushing, Cutting Mill



Fine - Soft, elastic, fibrous - fine Ultra centrifugal mill



Fine - Soft, elastic, fibrous Mixer mill




Fine - Soft, elastic, fibrous Knife mill



Selection of the mill

The choice of the mill depends on the properties of the material being processed!



... further relevant properties

- brittleness
- fibrousness
- elasticity

Selection of the mill

The choice of the mill depends on the milling task!

Sample properties

1. Feed size
2. Final fineness
3. Sample amount











Time and handling

- ✓ Feeding velocity
- ✓ Sample throughput
- ✓ Grinding time
- ✓ Cleaning of device



Boundary conditions

- Subsequent analysis
- Industry
- Specification
- ...

<p>BACKENBRECHER BB 50</p> <ul style="list-style-type: none"> Aufgabegut: mittelhart, hart, spröde, zäh Aufgabekorngröße* = 40 mm Endfeinheit* = 0,5 mm <p>Produktdetails</p> 	<p>BACKENBRECHER BB 100</p> <ul style="list-style-type: none"> Aufgabegut: mittelhart, hart, spröde, zäh Aufgabekorngröße* = 50 mm Endfeinheit* = 4 mm <p>Produktdetails</p> 	<p>BACKENBRECHER BB 250</p> <ul style="list-style-type: none"> Aufgabegut: mittelhart, hart, spröde, zäh Aufgabekorngröße* = 120 x 90 mm Endfeinheit* = 2 mm <p>Produktdetails</p> 	<p>BACKENBRECHER BB 400</p> <ul style="list-style-type: none"> Aufgabegut: mittelhart, hart, spröde, zäh Aufgabekorngröße* = 220 x 90 mm Endfeinheit* = 2 mm <p>Produktdetails</p> 
<p>BACKENBRECHER BB 200</p> <ul style="list-style-type: none"> Aufgabegut: mittelhart, hart, spröde, zäh Aufgabekorngröße* = 90 mm Endfeinheit* = 2 mm <p>Produktdetails</p> 	<p>BACKENBRECHER BB 300</p> <ul style="list-style-type: none"> Aufgabegut: mittelhart, hart, spröde, zäh Aufgabekorngröße* = 130 mm Endfeinheit* = 5 mm <p>Produktdetails</p> 	<p>BACKENBRECHER BB 500</p> <ul style="list-style-type: none"> Aufgabegut: mittelhart, hart, spröde, zäh Aufgabekorngröße* = 110 mm Endfeinheit* 90% = 0,5 mm <p>Produktdetails</p> 	<p>BACKENBRECHER BB 600</p> <ul style="list-style-type: none"> Aufgabegut: mittelhart, hart, spröde, zäh Aufgabekorngröße* = 350 x 170 mm Endfeinheit* = 6 mm <p>Produktdetails</p> 

Selection of the mill

The choice of accessory depends on the milling task!




Selection of the mill

The choice of the material for the grinding tools depends on the milling task!

Grinding jars and balls



Rotors



Breaking jaws

Material	Density g/cm ³	Hardness HV	Abrasion (intensity)
Stainless steel	7.8	550	+++
Hardened steel	7.8	750	++
Tungsten carbide	14.8	1200	+
Zirconia	5.9	1200	+
Silicon nitride	3.6	1600	+
PTFE	2.1	D56	++++
Agate	2.6	1000	+++

Selection of the mill

Every grinding operation generates heat! Some samples require temperature control!




Emax

Cooling option with control mode



ZM 300

Display of indicative temperature



CryoMill


Continuous cooling with LN₂



MM 500 control

Cooling and heating from - 100 to 100 °C


The art of milling



Preparation




Random sample division




The sub-sample must be qualitatively representative of the sample as a whole.

Preparation



Preparation - enbrittlement by cooling




CryoMill



Cryo-Kit


Preparation - enbrittlement by drying




Fluid bed dryer
TG 200



The art of milling



Process parameters



Actual Temperature
Temperature limits

Grinding time

Revolutions per minute

Cycle programs

Change of direction

Examples



Glass



Coal



Organics



Secondary fuels




Food



Pharmaceuticals



Polymers



Soil

Retsch Bus tour in Finland on June



Sample preparation using mills

- It is art - you need suitable instruments and imagination
- Test, test and test
- Cleaning is important
- You can always call GWB, your the most important partner.

